



### Röntgenschutzbrille Panorama

Artikelnummer 424001

Der Rahmen dieser Brille ist aus äußerst beständigem Acetat gefertigt und bietet höchste Flexibilität genauso wie Bruchsicherheit. Die gewölbten Features, die Silikon-Sattelbrücke und die gefederten Scharniere bieten einen größtmöglichen Komfort und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der Nase. Gleichzeitig wird eine ausgezeichnete periphere Sicht durch das Bleiglas gewährleistet.

Material:	hochwertiges Acetat
Bleigleichwert:	0,75 mm (+/- 0,05)
Gewicht:	96 g

Farben: braun

Verfügbare Ausführungen:  
Mit und ohne Korrektur

Ausgleich möglich + 4,0 bis -7,0

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildung in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dem hier gezeigten Modell vor.

Version 3-dm



**rego** X-RAY GmbH  
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING  
Stuttgarter Str. 5 86154 Augsburg  
GERMANY  
TEL. +49-821-450 435 0  
FAX. +49-821-450 435 11  
info@rego.de  
www.rego.de

