



### Röntgenschutzbrille Ultra-light

Artikelnummer 424106

Das leichte Nylonmaterial in stylischem Design bieten höchsten Tragekomfort und auch ohne seitliche Verglasung dem ganzen Auge Röntgenschutz. Die gekrümmte/-n Front und Bügel ermöglichen eine gesichtsnahe und sichere Passform.

Material: Langlebiges Nylon  
Bleigleichwert: 0,75 mm (+/- 0,05)  
Gewicht: 80 g

Farben: transparent

Verfügbare Ausführungen:

Plan: ohne Korrektur  
Single: mit Einstärkengläsern  
Bifokal: mit Korrektioneinschliff

Ausgleich möglich +3,0 bis -3,0

Vers. 2-dm



**rego** X-RAY GmbH  
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING  
Stuttgarter Str. 5 86154 Augsburg  
GERMANY  
TEL. +49-821-450 435 0  
FAX. +49-821-450 435 11  
info@rego.de  
www.rego.de

