


reGO Gurtkompressoren

Belt Compressors Ceintures de compression



Nr. 612002



Nr. 612003

Die reGO Gurtkompressoren verringern die Gewebehalbwerttiefe und verbessern so wesentlich die Aufnahmequalität bei Aufnahmen im Abdominalbereich. Sie sind einseitig (Nr. 612002) oder zweiseitig ziehend (Nr. 612003) lieferbar und für alle Diagnostikgeräte mit gängigen Frontplatten mit Flachrastschiene, DIN-Profilschiene geeignet.

Ausführung: Farbe weiß, Gurtbreite 24 cm, Gurtlänge 114 cm,
Gewicht: Nr. 612002 = 1000 g, Nr. 612003 = 1800 g

The reGO belt compressors reduce the half-value tissue depth and thus considerably improve the quality of X-ray pictures of the abdominal region. They are available in versions tightening on one side (no. 612002) or on two sides (no. 612003) and are suitable for all diagnostic units with profile sliding mechanism.

Design: White, belt width 24 cm, belt length 114 cm, weight: no. 612002 = 1000g, no. 612003 = 1800 g

Les ceintures de compression reGO réduisent la profondeur de demi-exposition des tissus et entraînent ainsi une amélioration considérable de la qualité des enregistrements dans le domaine abdominal. Les ceintures existent en deux versions pouvant être tendues sur un côté (no. 612002) ou deux côtés (no. 612003), et conviennent à tous les appareils de diagnostic avec rail profilé.

Réalisation: coloris blanc, largeur de ceinture 24 cm, longueur 114 cm,
poids: no. 612002 = 1000 g, no. 612003 = 1800 g

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich.
Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.
Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement.
Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

reGO X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

