

reGO X-ray and ultrasound accessories

(D)

rego

Lagerungshilfen, Auflagedecken

in vielen Bereichen der Medizin
unentbehrlich



**positioning aids and
table covers**

indispensable in many areas
of medicine

(F)


rego

Cales de maintien, matelas

indispensables dans de nombreux domaines de médecine




rego Röntgenlagerungshilfen



Integrierte Kopf-Arm Lagerungshilfe
für die **myocardiale Emissions-CT**

Integrated Head-Arm Support for **Myocardial SPECT**

Cale tête-bras intégré pour la **spectroscopie du myocarde**



Die rego Lagerungshilfe verhindert Bewegungsartefakte bei der myocardialen Emissions-CT.
Gleichzeitig wird eine bequeme Patientenlagerung erreicht.
Das Konzept für diese Lagerungshilfe wurde an der Universität Ulm, Klinikum, erarbeitet (M. Clausen, E. Menze, W. Küstermeier (1) R. Weller, J. Langhans, A. Schmidt, W. E. Adam).
Veröffentlichung im European Journal of Nuclear Medicine Volume 15 8/1989.

The rego positioning aid prevents movement-related artefacts in myocardial SPECT.
At the same time, the patient is comfortably supported. The concept for this support was developed at the Hospital of the University of Ulm (M. Clausen, E. Menze, W. Küstermeier (1) R. Weller, J. Langhans, A. Schmidt, W. E. Adam).
Published in the European Journal of Nuclear Medicine Volume 15 8/1989.

Cette cale rego permet d'empêcher qu'un artefact se produise lors de la spectroscopie du myocarde. Il garantit également au patient une posture confortable. Le concept de cette cale a été mis au point à la clinique universitaire d'Ulm (M. Clausen, E. Menze, W. Küstermeier (1) R. Weller, J. Langhans, A. Schmidt, W. E. Adam). Publication dans le „European Journal of Nuclear Medicine“, volume 15 8/1989.

(D) rego Lagerungshilfen (GB) rego positioning aids (F) cales rego	unbeschichtet	beschichtet	Polyethylen
	uncoated non recouvertes Maße B, L, H mm Dimensions W, L, H mm dimensions l, L, H mm	coated recouvertes Maße B, L, H mm Dimensions W, L, H mm dimensions l, L, H mm	Polyéthylène en polyéthylène Maße B, L, H mm Dimensions W, L, H mm dimensions l, L, H mm
a flacher Keil 20° flat wedge 20° coin plaît 20°	200 x 250 x 70/10 # 614001	180 x 240 x 70/10 # 614101	180 x 240 x 70/10 # 614201
b kleiner Keil 45° small wedge 45° petit coin 45°	120 x 200 x 60 # 614002	120 x 200 x 60 # 614102	120 x 200 x 60 # 614202
c großer Keil 45° large wedge 45° grand coin 45°	250 x 200 x 125 # 614003	240 x 180 x 120 # 614103	240 x 180 x 120 # 614203
d rechteckiges Kissen rectangular cushion coussin rectangulaire	200 x 250 x 70 # 614004	180 x 240 x 70 # 614104	180 x 240 x 70 # 614204
e rundes Kissen mit Loch round cushion with hole coussin rond avec trou central	Ø 200 x 50/Ø 70 # 614005	Ø 200 x 50/Ø 50 # 614105	Ø 200 x 50/Ø 50 # 614205
f Rolle roll rouleau	Ø 110 x 250 # 614006	Ø 100 x 250 # 614106	Ø 100 x 250 # 614206
g rundes Kissen round cushion coussin rond	Ø 200 x 50 # 614007	Ø 220 x 50 # 614107	Ø 220 x 50 # 614207
langer Keil 45° long wedge 45° grand coin 45°	–	240 x 360 x 120 # 614116	–
langer Keil 45° long wedge 45° grand coin 45°	–	240 x 560 x 120 # 614117	–
Schädelform a. p. cranial shape a. p. forme de crâne antéro-postérieure	200 x 250 x 100 # 614008	250 x 250 x 100 # 614108	–
Schädelform p. a. cranial shape p. a. forme de crâne postéro-antérieure	200 x 250 x 100 # 614009	250 x 210 x 100 # 614109	–
h Schädel seitlich rechts Cranium lateral right crâne, sur le côté droit	250 x 250 x 100 # 614010	300 x 300 x 100 # 614110	–
Schädel seitlich links Cranium lateral left crâne, sur le côté gauche	250 x 250 x 100 # 614011	300 x 300 x 100 # 614111	–
i Babyform baby shape forme bébé	–	250 x 400 x 110 # 614114	–
Kleinkindform infant shape forme petit enfant	–	340 x 530 x 140 # 614115	–
j „Modell Ulm“ „Model Ulm“ „Modèle Ulm“	–	360 x 650 x 200 # 614118	–

(D)

rego Lagerungshilfen

sind in drei verschiedenen Materialien lieferbar:

- Schaumstoff blau, unbeschichtet, off-porige Oberfläche
- Schaumstoff blau, beschichtet, abwaschbar
- Polyethylen blau, minimale Absorption, feuchtigkeitsdicht, abwaschbar, desinfizierbar

Die rego Lagerungshilfen gibt es einzeln in vielen Formen, sowie als Sätze mit und ohne Aufbewahrungskoffer.

Inhalt Standardsatz: flacher Keil (2 Stück), kleiner Keil (2 Stück), großer Keil (2 Stück), rechteckiges Kissen, rundes Kissen, rundes Kissen mit Loch, Rolle.

Falls Sie in unserem Lagerprogramm (Seite 3) nicht die passende Lagerungshilfe finden, können wir Lagerungshilfen als Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen fertigen. Bitte fragen Sie uns.

(GB)

rego positioning aids

are available in three different materials:

- Foam blue, uncoated, open-pore surface
- Foam blue, coated, washable
- Polyethylene blue, minimum absorption, moisture-resistant, easy to clean and to disinfect.

The rego positioning aids are available individually in any shape and as sets with and without a storage case.

Contents of standard set: flat wedge (2), small wedge (2), large wedge (2), rectangular cushion, round cushion, round cushion with hole, roll.

If you do not find the suitable support in our programme (page 3), we are able to produce supports to meet your special requirements. Please contact us.

(F)

rego Les cales de maintien

sont livrables dans trois matériaux différents:

- mousse alvéolaire bleue, non recouverte, surface à pores ouvertes
- mousse alvéolaire bleue, recouverte, lavable
- polyéthylène bleu, absorption minimale, étanche à l'humidité, lavable, désinfectable.

Les cales de maintien rego sont livrables à l'unité dans de nombreuses formes, ainsi qu'en jeux avec ou sans coffre de rangement.

Le jeu standard comprend: 2 coins platts, 2 petits coins, 2 grands coins, 1 coussin rectangulaire, 1 coussin rond, 1 coussin rond avec trou central, 1 rouleau.

Si vous ne trouvez pas la cale appropriée à vos besoins dans notre gamme (page 3), nous sommes en mesure de fabriquer des cales spéciales répondant à vos besoins.

rego Auflagedecken für den Buckytisch

Ausführung: hochwertiger Schaumstoffkern, geringe Absorption, Kunstlederbezug zweifarbig (Oberseite braun, Unterseite hellgrau), auf Wunsch Oberseite mit Mittelmarkierungslinie, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Standardmaße: Breite × Länge × Höhe
550 × 2000 × 10 mm
550 × 2000 × 20 mm
550 × 2000 × 30 mm

Sondermaße sind jederzeit möglich.

rego table covers for the Bucky table

Design: High-quality foam core, low absorption, imitation leather covering in two colours (upper surface brown, lower surface light grey), upper surface with central marking line on request, easy to clean and to disinfect.

Standard dimensions:
width × length × height
550 × 2000 × 10 mm
550 × 2000 × 20 mm
550 × 2000 × 30 mm


Special dimensions possible at any time.

rego Les matelas pour tables utilisés en Buckythérapie

Fabrication: intérieure en mousse alvéolaire de grande qualité, absorption faible, revêtement bicolore en simili-cuir (dessus marron, dessous gris clair), partie supérieure revêtue sur demande d'une ligne repère médiane, nettoyage et désinfection faciles.

Dimensions standard:
largeur × longueur × hauteur
550 × 2000 × 10 mm
550 × 2000 × 20 mm
550 × 2000 × 30 mm

Dimensions spéciales possibles sur demande.



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.

Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement.

Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



DIN EN ISO 9001 : 2008
REG.NR.: 292498 QM08

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de http://www.rego.de

