

# **rego Pelotten**

## **Truss pads** **Coussinets de maintien**



Die rego Pelotten dienen zur Fixierung der Patienten bei Aufnahmen am Vertikalstativ. Bewegungsunschärfen werden dadurch weitgehend vermieden. Die Pelotten sind einstellbar und passen für alle gängigen Frontplatten mit Flachrastschiene, DIN-Profileschiene.

**Ausführung:** eloxiertes Aluminium, Weichgummikappen, Gewicht ca. 1600g/Paar

The rego truss pads are used for fixing the patient in the vertical stand while taking X-ray pictures. Blurring due to movements is thus largely avoided. The truss pads are adjustable and fit all diagnostic units with profile sliding mechanism.

**Design:** Anodized aluminum, soft rubber caps, weight approx. 1600g/pair

Les coussinets rego servent à maintenir les patients lors des prises de clichés sur support vertical. On évite ainsi dans une large mesure les flous dus aux mouvements. Les coussinets sont réglables et conviennent à tous les appareils de diagnostic équipés d'un rail profilé.

**Réalisation:** aluminium anodisé, capuchons en caoutchouc mou, poids: env. 1600 g par paire

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich.  
Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

All prints in this brochure are not binding and subject to alterations.

Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement.

Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



DIN EN ISO 9001 : 2008  
REG.NR.: 292498 QM08

**rego** X-ray GmbH  
**X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING**  
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg  
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11  
e-mail: [info@rego.de](mailto:info@rego.de) <http://www.rego.de>

