



Dentalschürze und Schilddrüsenschutz

Dental apron and thyroid protector

Tablier dentaire et protection thyroïde



reGO Dentalschürze und reGO Schilddrüsenschutz
ergänzen sich perfekt!

- für den Dentalbereich und andere Anwendungen
- Klettverschlüsse
- Gemäß DIN 6813 und RÖV
- In zwei Größen lieferbar
für Kinder 48 x 56 cm
für Erwachsene 58 x 71 cm
- Bleigleichwert 0,5 mm

reGO Dental apron and reGO Thyroid protector
Perfect combination!

- For the dental sector and other applications
- Complies with DIN 6813 and RÖV
- Available in two sizes
- Lead equivalent 0,5 mm

Tablier dentaire reGO et Protection thyroïde reGO
se complètent à la perfection!

- Pour le secteur dentaire et autres applications
- Fermetures velcro
- Conformes à la norme DIN 6813 et au RÖV
- Disponibles en deux tailles
- épaisseur équivalente de plomb : 0,5 mm

Ausführung

- Größen, Schnitte: individuell angepasst, jede Größe und jeder Schnitt lieferbar.
- Strahlenschutzmedium: gewichtsreduziertes homogenes Mehrschichtmaterial, äußerst geschmeidig
- Textilien: ausschließlich reißfester Nylonstoff erster Qualität, speziell abgestimmte Einfaßbänder
- Verschlüsse: hochwertige Klettverschlüsse, auf Wunsch auch mit Schnallenverschlüssen
- auf Wunsch: Brusttaschen mit und ohne Stickerei (Name, Krankenhaus, etc.)
- auf Wunsch: speziell angepasste Bleigleichwerte

Design

- Sizes, cuts: individually tailored, a full range of sizes and cuts available
- X-ray protection medium: low-weight homogeneous multilayer material, extremely supple
- Textiles: exclusive high-tenacity nylon fabric of best quality, specially coordinated bias binding
- Closures: high-quality Velcro closures, also available with buckles on request
- On request: breast pockets with and without embroidery (name, hospital, etc.)
- On request: specially adapted lead equivalents

Exécution

- Tailles coupes: tabliers disponibles dans toute taille et toute coupe
- Agent radioprotecteur: matériau multicouche léger et homogène, extrêmement souple
- Tissus: uniquement du nylon très solide de premier choix avec emmanchures, encolure, parmenture...gansées d'un biais spécialement assorti
- Fermetures: fermetures velcro de grande qualité, brides réglables également possibles sur demande
- Sur demande: poches poitrine avec ou sans broderie (nom. hôpital, etc.)
- Sur demande: épaisseurs équivalentes de plomb spécialement adaptées

Unser Lager umfasst folgende
Farben :
(andere Farben auf Anfragen)

Our stock includes the following
colors: Other colors available
on request

Nos produits existent dans la
gamme de coloris suivants:
autres coloris disponibles sur
demande



Bordeaux
bordeaux red
bordeaux rouge



Marine
navy blue
bleu marine



Pink
pink
rose



Smaragd-Grün
emerald green
émeraude



Hellgrau
light grey
gris clair

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich.
Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.
All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.
Les indications et figures dans ce prospectus s'entendent sans engagement.
Nous réservons le droit d'y apporter des modifications.



DIN EN ISO 9001 : 2000
REG.NR.: 292498 QM

rego X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING
Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
☎ 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

