

reGO X-ray and ultrasound accessories

reGO

Gonadenschutz

für männliche Patienten

- Rundumschutz der männlichen Gonaden
- flexibles Bleigummi-Mehrschichtmaterial
- Bleigleichwert Pb 1,0mm
- mittels Klettbänder (immer außen liegend) zum Schließen als Kapsel
- hautsympathische Beschichtung
- Innenseite leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- einwandfreie Hygiene durch Verwendung von Hygienebeutel
- einfaches Anlegen durch den Patienten
- 3 Größen
 - small (< 9 Jahre), **Art. Nr.: 412030**
 - medium (9-14 Jahre), **Art. Nr.: 412031**
 - large (> 15 Jahre), **Art. Nr.: 412032**
- CE- Kennzeichnung



reGO T-shield gonadal protection

for men and boys

- complete protection of the male gonads
- multiple layered lead rubber
- lead equivalent Pb 1,0mm
- to be closed as capsule with velcrostraps (outside placed)
- well tolerated by skin
- inner side to be cleaned and disinfected easily
- perfect hygiene due to use of hygienic bags
- easy applicable
- 3 sizes
 - small (< 9 years), **art. no.: 412030**
 - medium (9-14 years), **art. no.: 412031**
 - large (> 15 years), **art. no.: 412032**
- CE-marks



Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

All prints in this brochure are not binding and subjects to alterations.



reGO X-ray GmbH
X-RAY ACCESSORIES & MECHANICAL ENGINEERING

Stuttgarter Str. 5, D-86154 Augsburg
Tel. 0049/821-450435-0 Fax 0049/821-450435-11
e-mail: info@rego.de <http://www.rego.de>

